



ПИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

Для применения в хирургической стоматологии,
имплантологии и пародонтологии



+7 (843) 528 20 38



orange-dental@yandex.ru



РТ, г. Казань,
ул. Ф. Амирхана, д. 14 Б



@orangedentalshop

Все цены и условия коммерческого предложения действительны до 31.03.2021

НАША ПРОДУКЦИЯ

ПИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

Пины для фиксации мембран (гибридные, аналог Meisinger)



Диаметр стержня: 0,9 мм

Диаметр шляпки: 2,5 мм

Высота шляпки: 1,0 мм

Размер пина: 3,7 и 5,0 мм

Материал: Титан марки BT-6

Представляют собой гибрид между винтом и пином.

Универсальный дизайн позволяет использовать пины в любой, даже самой сложной клинической ситуации.

За счет резьбы на стержне достигается лучшая фиксация пина в костной ткани, а также простота его удаления после периода регенерации.

Острый кончик и сверхпрочный стержень позволяют установить пин в кость любой плотности.

Пины изготавливаются из титанового сплава, что делает их полностью биосовместимыми.

Артикул	Наименование	КВО в упаковке	Цена розница
PS-01-05	Пин стоматологический	5 шт.	2 000
PS-01-15	Пин стоматологический	15 шт.	6 000
PS-01-25	Пин стоматологический	25 шт.	10 000

Пины для фиксации мембран (якорные, аналог FRIOSS)



Диаметр стержня: 0,6 мм

Диаметр шляпки: 2,5 мм

Высота шляпки: 0,6 мм

Размер пина: 3,5 мм

Материал: Титан марки BT-6

Представляют собой пин якорного типа фиксации в кости.

Усиленный стержень пина обеспечивает комфортные условия для использования, даже при отклонении пина от перпендикулярной оси.

Двойной переход с острия на якорь позволяет добиться наибольшей остроты кончика.

Тонкая шляпка пина уменьшает вероятность прорезывания головки через слизистую оболочку полости рта.

Артикул	Наименование	КВО в упаковке	Цена розница
PSm-01-05	Пин стоматологический	5 шт.	2 000
PSm-01-15	Пин стоматологический	15 шт.	6 000
PSm-01-25	Пин стоматологический	25 шт.	10 000

Пины для фиксации мембран (безударные)



Диаметр стержня: 0,6 мм
Диаметр шляпки: 2,5 мм
Высота шляпки: 0,5 мм
Размер пина: 2,5 мм
Материал: Титан марки BT-6

Видоизмененный пин со специальным острием который вводится в костную ткань вращательными, возвратно-поступательными движениями, делается это при помощи специального углового наконечника для физиодиспенсера, который производит колебания на 90 градусов по часовой стрелке и обратно.

Артикул	Наименование	КВО в упаковке	Цена розница
PSu-01-05	Пин стоматологический	5 шт.	3 000
PSu-01-15	Пин стоматологический	15 шт.	9 000
PSu-01-25	Пин стоматологический	25 шт.	15 000

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИНОВ

Молоток хирургический



Совместимость: пины гибридные
 пины якорные

Артикул: HR-01-01 **4 500 руб.**

Хирургический молоток. Вес 180 грамм, имеет цилиндрическую рабочую часть с двумя плоскостями, диаметром 20 мм. Облегченная титановая рукоятка, способствует удобной посадке в руке. Длина молотка 185 мм.

Пинодержатель прямой



Совместимость: пины гибридные
 пины якорные

Артикул: PHR-01-01 **3 000 руб.**

Пинодержатель прямой. Осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости.

Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.

Пинодержатель изогнутый

Совместимость: пины гибридные
пины якорные



Артикул: HR-01-01

4 500 руб.

Пинодержатель изогнутый. Осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости, изогнутый дизайн обеспечивает доступ к трудным местам.

Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.

Отвертка для удаления пинов

Совместимость: пины гибридные



Артикул: SWp-01-02

2 500 руб.

Уникальный дизайн шляпки гибридных пинов обеспечивает легкое и безопасное удаление пина.

Наконечник ключа обеспечивает точность работы и оптимальную фиксацию пина на отвертке.

Разборная конструкция отвертки позволяет пользоваться жалом при помощи углового наконечника для физиодиспенсера.

Пинодержатель для безударных пинов

Совместимость: пины безударные



Артикул: PYU-01-01

3 000 руб.

Пинодержатель осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости.

Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.

Пинодержатель обратного типа действия

Совместимость: пины гибридные



Артикул: PHR-01-01

5 000 руб.

Ударная часть, закреплённая на рукоятке позволяет устанавливать пины на язычную сторону нижней и верхней челюсти. Удобная рукоятка, противоположно поставленная цапга надёжно удерживает пин, что способствует установке пина.

Наконечник стоматологический SMARTmatic PROPHY S53



Совместимость: пины безударные

Временно недоступен к продаже

Угловой наконечник для профилактики и эндодонтии без оптики с вращением на 70°, понижение передача 8:1, без подачи воды.

Кассета квадратная для пинов



Совместимость: пины безударные
пины гибридные
пины якорные

Артикул: BR-12-01

2 700 руб.

Дизайн кассеты для пинов позволяет легко и удобно производить забор пина, простая конструкция обеспечивает устойчивость во время стерилизации пинов, а также во время взятия инструментом.

Кассета легко устанавливается в бокс для стерилизации.

Бокс для стерилизации



Артикул: PB-01-01

3 000 руб.

Бокс для стерилизации, изготовлен из нержавеющей стали. С его помощью легко и удобно приготовить к стерилизации пины, а также инструмент для их использования.

Удобное расположение элементов хранения помогает быстро и эффективно пользоваться набором.

СТАРТОВЫЙ ПРАЙС

Артикул	Наименование	К-ВО в упаковке	Цена розница
Пины гибридные			
PS-01-05	Пин стоматологический	5 шт.	2 000
PS-01-15	Пин стоматологический	15 шт.	6 000
PS-01-25	Пин стоматологический	25 шт.	10 000
Пины якорные			
PSm-01-05	Пин стоматологический	5 шт.	2 000
PSm-01-15	Пин стоматологический	15 шт.	6 000
PSm-01-25	Пин стоматологический	25 шт.	10 000
Пины безударные			
PSu-01-05	Пин стоматологический	5 шт.	3 000
PSu-01-15	Пин стоматологический	15 шт.	9 000
PSu-01-25	Пин стоматологический	25 шт.	15 000
Инструменты			
HR-01-01	Молоток хирургический	1 шт.	4 500
PHP-01-01	Пинодержатель прямой	1 шт.	3 000
PHB-01-01	Пинодержатель изогнутый	1 шт.	3 000
SWp-01-02	Отвертка для удаления пинов	1 шт.	2 500
PHU-01-01	Пинодержатель для безударных пинов	1 шт.	3 000
PHR-01-01	Пинодержатель обратного типа действия	1 шт.	5 000
1.011.6810	Наконечник стоматологический SMARTmatic PROPHY S53	1 шт.	21 000
BP-12-01	Кассета квадратная для пинов	1 шт.	2 700
PB-01-01	Бокс для стерилизации	1 шт.	3 000