

НАБОР ПИНОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН



Дополнительная мини-резьба повышает стабильность пина в кости.




Острый кончик и сверхпрочный стержень позволяют установить пин в кость любой плотности.



Простой и контролируемый захват пинов позволяет точно и надежно их установить.



Уникальный дизайн шляпки обеспечивает легкое и безопасное удаление пина.



Набор легко и удобно приготовить к стерилизации, очистка инструмента занимает минимум времени. Благодаря особенностям конструкции и материала пинов исключается их деформация при применении. Аппликатор позволяет легко переносить фиксирующие пины из кассеты в рабочую область.




ПИНЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

Представляют собой гибрид между винтом и пином.


Универсальный дизайн позволяет использовать пины в любой, даже самой сложной клинической ситуации.

За счет резьбы на стержне достигается лучшая фиксация пина в костной ткани, а также простота его удаления после периода регенерации.

Острый кончик и сверхпрочный стержень позволяют установить пин в кость любой плотности.




Пины изготавливаются из титанового сплава (BT-6), что делает их полностью биосовместимыми.



АППЛИКАТОРЫ

Аппликатор осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости. Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.



ОТВЕРТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПИНОВ

Уникальный дизайн шляпки обеспечивает легкое и безопасное удаление пина.

Наконечник ключа обеспечивает точность работы и оптимальную фиксацию пина на отвертке.

Ø наконечника 0,9 мм

Комплектация набора:

- Пинодержатель прямой
- Пинодержатель угловой
- 25 пинов для фиксации мембран

- Бокс - стерилизатор
- Кассета - держатель пинов
- Отвертка для удаления пинов



Увеличенная
площадь
соприкосновения
лезвия отвертки и
винта



Высокое качество
и оптимальные
цены.




Уникальный
дизайн резьбы

НАБОР ВИНТОВ

для фиксации коллагеновых
мембран и титановых сеток


Дизайн шляпки, разработан специально для
оптимальной фиксации резорбируемых и не
резорбируемых мембран






380 ₽

Материал: Титан BT-6



(SW-12-30)




(SW-12-45)


Головки винтов снабжены крестообразным шлицем, что увеличивает площадь соприкосновения лезвия отвертки и головки винта. Поэтому для введения винтов в кость не нужно прикладывать больших усилий.

РУКОЯТКА ОТВЕРТКИ
(SD-12-01)

РУКОЯТКА ОТВЕРТКИ (мини)
(SDm-12-02)



7000 ₽



6000 ₽

1000 ₽



ОТВЕРТКА 40 mm
(SP-12-01)

1000 ₽



ОТВЕРТКА 60 mm
(SP-12-02)

ОТВЕРТКА

для углового наконечника 25 mm
(Sfe-12-01)



720 ₽

ОТВЕРТКА

для углового наконечника 40 mm
(Sfe-12-02)



720 ₽



**КАССЕТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
СТЕРИЛИЗАЦИИ ВИНТОВ**

(BS-12-01)

2700 ₽



Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.