



Научно-торговое объединение
"МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ"

www.sulfakrilat.ru
8-800-555-0958

«Сульфакрилат»

**клеевая композиция для соединения
биологических тканей**

Форма выпуска медицинского клея «Сульфакрилат»



Стерильный шприц,
объем клея 1 и 2 мл



Стерильная туба, объем
клея 0,5, 1 и 2 мл

Свойства медицинского клея «Сульфакрилат»

- Аутостерилен.
- Местное бактерицидное действие в отношении возбудителей хирургических инфекций (кишечной палочки, золотистого стафилококка, протей, палочки сине-зеленого гноя).
- Гемостатическое действие на капиллярное кровотечение.
- Сочетает высокую прочность и эластичность благодаря хорошим адгезивным свойствам.
- Скорость полимеризации 10-120 сек.
- Полная биodeградация клея в организме происходит через 30-45 дней после нанесения.

Преимущества медицинского клея

«СУЛЬФАКРИЛАТ»

✓ Бактерицидное действие

В составе клея «Сульфакриллат» присутствует антибактериальная компонента, которая делает клей уникальным.

✓ Высокая прочность, эластичность и герметичность клеевой пленки

После нанесения «Сульфакриллата» на поверхность ткани образуется тонкая эластичная пленка, которая не деформируется в процессе движения склеенных органов, механически не травмирует близлежащие ткани.

✓ Биодegradуемость

В отличие от аналогов, в организме «Сульфакриллат» подвергается постепенной фрагментации и рассасыванию. В процессе рассасывания в низкомолекулярной части клея образуются поры, которые прорастают соединительной тканью.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гемостатическое действие

«Сульфакриллат» способен выполнять эффективный гемостаз при капиллярном кровотечении различной локализации, когда затруднительным является выполнение другого вида гемостаза.

Скорость полимеризации 10-120 секунд

Аналогичные клеи полимеризуются за более длительное время или наоборот, время полимеризации слишком маленькое, что доставляет определенные неудобства при работе с ними

Высокая текучесть

Это свойство позволяет использовать небольшие порции клея для образования равномерной тонкой пленки клея и применять его в труднодоступных местах

Отсутствие возрастных ограничений к применению

Клеевые технологии с использованием «Сульфакриллата» могут использоваться в любой возрастной группе больных, начиная с периода новорожденности.

Широкий спектр показаний для применения «Сульфакриллата»

Применяется в детской и сердечно-сосудистой хирургии, микронейрохирургии сосудов головного мозга, хирургии желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, офтальмологии, акушерстве, гинекологии, спортивной медицине, стоматологии и др.

Экономические преимущества

Использование «Сульфакриллата» исключает необходимость проведения оперативных вмешательств в несколько этапов, ограничивает использование дорогостоящих антибактериальных препаратов, существенно снижает стоимость лечения

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРА:

Характеристики и упаковка

Свойства	Преимущества	Выгоды
✓ аутостерильность ✓ полимеризация на живых тканях до 120 секунд ✓ кровоостанавливающее ✓ снижает формирование грубых рубцов ✓ антибактериальное и противовоспалительное ✓ обладает адгезией к различным тканям ✓ прочность и эластичность ✓ полная биodeградация через 30-40 дней	✓ биосовместимость ✓ бактерицидное действие ✓ высокая прочность, герметичность и эластичность ✓ хороший гемостаз ✓ остановка кровотечений в труднодоступных местах, а также там, где лигирование сосудов сопряжено с техническими трудностями ✓ профилактика спаечных процессов ✓ активизация процессов регенерации тканей и профилактика вторичных инфекций ✓ сокращение сроков заживления ✓ нетоксичность ✓ отсутствие возрастных ограничений ✓ простота применения	✓ повышает эффективность операций ✓ позволяет снизить осложнения в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах ✓ позволяет избежать несостоятельности швов ✓ способствует созданию высокоэффективного малотравматичного соединения ✓ снижает расходы на лечение ✓ повышает качество медицинской помощи ✓ как продукт российского производства соответствует программе импортозамещения

Способы применения медицинского клея «Сульфакрилат»

- **Нанесение клея на раневую поверхность непосредственно из шприца или тубы (с иглой или без).**
- **Нанесение клея через систему трубок для эндоскопических вмешательств.**

Возможные ошибки и опасности, связанные с применением клея «Сульфакрилат»

- Недостаточное осушивание раневой поверхности.
- Неполный предварительный гемостаз раны.
- Нанесение избытка клея.
- Использование клея при больших размерах раны без подкрепления швами.
- Клей нельзя наносить на слизистые оболочки и область ушной и носовой полости.
- «Сульфакрилат» не склеивает жировую ткань.





ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН

Области применения клея



**АБДОМИНАЛЬНАЯ
ХИРУРГИЯ**



**ТОРАКАЛЬНАЯ
ХИРУРГИЯ**



НЕЙРОХИРУРГИЯ



**СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ
ХИРУРГИЯ**



СТОМАТОЛОГИЯ (ЧЛХ)



ОНКОЛОГИЯ



**ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ**



**ГИНЕКОЛОГИЯ И
УРОЛОГИЯ**



**ЭНДОСКОПИЯ И
ЛАПАРОСКОПИЯ**



**ТРАВМАТОЛОГИЯ И
ОРТОПЕДИЯ**



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ



ВЕТЕРИНАРИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2010/09805

от 31 декабря 2010 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Открытому акционерному обществу "Федеральный научно-производственный
центр "Алтай" (ОАО "ФНПЦ "Алтай"), Россия,
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1
и подтверждает, что медицинское изделие
Клей медицинский "Сульфакрилат" по ТУ 9398-063-03533913-2010
производства

Открытому акционерному обществу "Федеральный научно-производственный
центр "Алтай" (ОАО "ФНПЦ "Алтай"), Россия,
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1
место производства:
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1

класс потенциального риска 3

ОКП 93 9896

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 70540 от 18.11.2010

приказом Росздравнадзора от 31 декабря 2010 года № 11808-Пр/10

и приказом от 09 сентября 2013 года № 4816-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0003410

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU:AA74.H00009

Срок действия с 22.03.2017 по 21.03.2020

№ 0047733

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ переработанных, шовных и полимерных материалов Федерального
государственного бюджетного учреждения «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA74,
117997, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27, тел.: 8 (499) 236-50-54; факс: 8 (499) 236-50-54;
e-mail: ospolimed@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Клей медицинский «Сульфакрилат» по ТУ 9398-063-03533913-2010
Серийный выпуск

код ОК

21.20.24.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р 52770-2007 (п. 5.1),
ТУ 9398-063-03533913-2010 с изм. №№ 1, 2, 3, 4, 5
п. 1.1.4. таблица 1 (п.1, 2, 3, 4, 5, 6)

код ТН ВЭД

3006 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»,
(АО «ФНПЦ «Алтай»), 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1.
ИНН 2204051487

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»,
(АО «ФНПЦ «Алтай»), 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1.
тел.: 8(3854)301095; факс: 8(3854)311309

НА ОСНОВАНИИ

Регистрационного удостоверения № ФСР 2010/09805 от 31 декабря 2010 года.
Протокола исследований (испытаний) № 106.17.0001.ОС от 17 марта 2017 года. Испытательный
лабораторный центр ЛНО «Институт медико-биологических исследований и технологий». Аттестат
аккредитации № RA.RU.21IM47.

Протокола сертификационных испытаний № 008 от 14 марта 2017 года. Испытательный центр
переработанных, шовных и полимерных материалов ФГБУ «Институт хирургии имени
А.В. Вишневского» Минздрава России. Аттестат аккредитации № RA.RU.21F801.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер схемы сертификации – 3.



Руководитель органа

Эксперт

А.В. Чжао

В.И. Бузя

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

САЙТ КОПАНИИ <http://www.sulfakrilat.ru/>

Телефон копании: 8-800-555 -0958